

Группа компаний «СИМАС»


117587, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 125, к. 1
 / (495) 980-29-37, 311-22-09, 319-22-78, 781-21-58 www.simas.ru, info@simas.ru

()
 53752-2009 53763-2009
 560
 600
 5000

Данные ГОСТы позволяют выявлять фальсификацию молока не молочными компонентами и идентификацию молока и молочных продуктов. ГОСТы приняты, дата введения в действие — 01.01.2011 г.

Они распространяются на молоко, молочную продукцию и устанавливают:

- ГОСТ 53752-2009 — метод определения ВЭЖХ массовой доли консервантов (бензойной, сорбиновой, пропионовой кислот и их солей) и массовой концентрации синтетических красителей (индигокармина, желтого "Солнечный закат", тартразина, понсо 4R, азорубина);
- ГОСТ 53753-2009 — метод определения ГХ массовой доли стабилизатора каррагинана.



Имеет сертификаты средств измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ. Оборудование и приборы компании Коник позволяют производить анализы в соответствии с международными и национальными стандартами.

« » - KONIK (-).

Просто свяжитесь с нами — и наши специалисты подберут хроматографическое оборудование и расходные материалы под Ваши задачи и стандарты.

:
 « », info@simas.ru, www.simas.ru
 / : (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 —

Группа компаний «СИМАС»

117587 . , .125, .1
 ./ .(495) 980-29-37, 311-22-09,319-22-78,781-21-58 www.simas.ru, info@simas.ru

53752-2009

Вид

Наименование



Аналитическая градиентная система HPLC-560. Включает 3-канальный градиентный насос, 4-х канальный дегазатор, инжектор с петлей 20 мкл, термостат колонок, лоток для растворителей с 3-мя бутылками, систему обработки информации с 2-канальным USB-АЦП, установочный набор.



Детектор спектрофотометрический UV-VIS-560. Диапазон 190-600 нм. Включает кювету и установочный набор.

:

Также доступны детекторы: диодно-матричные, рефрактометрические, флюоресцентные, масс-спектрометрические.

53763-2009

Вид

Наименование



Газовый хроматографа 5000B. Включает модульную раму, панель управления (сенсорную), блок электронного управления пневматикой, многозональный программируемый термостат (индивидуальные отделы колонок, инжекторов, детекторов), капиллярный инжектор, ПИД-детектор, систему обработки информации с 2-канальным USB-АЦП, установочный набор.

Также доступны инжекторы: стандартные и с «холодной септой»; детекторы: электронно-захватный, термокондуктометрический, азотно-фосфорный, пламенно-фотометрический, масс-спектрометрический.

« info@simas.ru, www.simas.ru »

./ : (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 —