



## Группа компаний «СИМАС»

117587 г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1

Т./ф. (495) 980-2937, 311-2209, 319-2278, [www.simas.ru](http://www.simas.ru), [info@simas.ru](mailto:info@simas.ru)

### Stable Micro Systems

World leaders in the measurement of texture and physical properties

## КОМПАНИЯ STABLE MICRO SYSTEMS СПРАВИЛАСЬ С ЗАДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯИЦ



Компания Stable Micro Systems, эксперт в анализе текстуры, запустила в производство набор зондов-насадок для тестирования яиц, который используется в сочетании с ее известным во всем мире анализатором текстуры TA.XT Express. Благодаря растущему ассортименту дополнительного измерительного оборудования, производители получают возможность проводить новые испытания, измеряя самые разнообразные параметры, чтобы обеспечивать соответствие качества яиц наивысшим стандартам.

С помощью надежного программного обеспечения Exponent Lite Express компании Stable Micro Systems новый набор способен выполнять 10 различных измерений менее чем за 4 минуты, включая измерение массы цельного яйца и сухой скорлупы, определение прочности и деформации скорлупы, высоты яичного белка, единицы ХАУ, толщины скорлупы и прочности оболочки желтка.


Быстрая и простая калибровка и проверка приборов позволяют выполнять каждый тест (400 точек в секунду), получая точные измерения. Новое программное обеспечение также позволяет операторам для полноты анализа вручную добавлять данные о цвете желтка к цифровым данным тестирования яйца, и затем они могут быть заархивированы вместе с остальными данными для использования в будущем.

Набор насадок для тестирования яиц производства компании Stable Micro Systems особенно заинтересует тех производителей яиц, которые ищут способ определить, как изменения в кормовом рационе повлияли на качество яиц, а также поставщикам упаковки, которые хотят быть уверенными, что их продукция обеспечивает достаточную защиту от повреждений.

Новый набор для тестирования яиц поддерживает несколько языков и имеет другие функциональные преимущества, включая пошаговые команды программного обеспечения и схемы (которые помогают оператору выполнить процедуры тестирования), а также автоматическое составление отчетов о собранных данных, которые можно просматривать, распечатывать и хранить. Производительность тестирования образцов повысилась благодаря возможности магнитного определения местоположения тестирующих зондов для быстрого извлечения и переключения между тестами.

«Поддержание качества — важнейшая задача для производителей яиц, так как это напрямую влияет на сорт и, в конечном счете, на стоимость их продукции, — поясняет Джо Смевинг (Jo Smewing), менеджер по применению в компании Stable Micro Systems. — Наш новый набор для тестирования яиц позволяет предприятиям по переработке внедрить программу полного управления качеством, которая позволяет всегда сохранять качество скорлупы, белка и желтка в течение всего периода яйцекладки».

**Все модели Автоматических текстурометров компании Stable Micro System внесены в реестр средств измерений РФ**



#### Примечание редактора

Компания Stable Micro Systems является ведущим разработчиком и производителем оборудования для анализа текстур. Эти приборы уже используются в лабораториях по всему миру для выполнения тестов в пищевой, упаковочной, фармацевтической промышленности, в производстве средств личной гигиены, красок и покрытий, а также в других отраслях обрабатывающей промышленности.

**Компания «СИМАС» - эксклюзивный дистрибьютор компании STABLE MICRO SYSTEMS LTD. (UK) на территории России, Белоруссии и Казахстана.**

#### **ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**

**Компания «СИМАС», [info@simas.ru](mailto:info@simas.ru), [www.simas.ru](http://www.simas.ru), [www.test-machines.ru](http://www.test-machines.ru)  
Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.**

**Таблица для заказа:**

<b>Код</b>	<b>Тип</b>	<b>Описание</b>
11.21A003	XPS/E	TA.XTexpress
11.21A007	EXP/L/EX	Программное обеспечение Exponent Lite Express
11.21C045	CAL/2B	Калибровочная гиря 2 кг
11.21C046	XPS/TSI	Интерфейс для применения сенсорного экрана
<b>Набор зондов-насадок для тестирования яиц</b>		
11.21B147	A/ETK	Комплект для тестирования яиц
11.21B148	A/ETW	Взвешивающая подставка
11.21B149	A/ETT	Поднос
11.21B150	A/ETH	Адаптер для магнитного зонда
11.21B151	A/ETC	Магнитный зонд диаметром 25 мм
11.21B152	A/ETB	Сферический магнитный зонд диаметром ¼"
11.21B153	A/ETS	Подставка для яйца
11.21B154	A/ETL	Спиртовой уровень
11.21B155	A/ETF	Набор цветов желтка
11.21B156	A/ECW	Клиновидный зонд для определения прочности

**Все модели Автоматических текстурометров компании Stable Micro System  
внесены в реестр средств измерений РФ**

**Компания «СИМАС» - эксклюзивный дистрибьютор компании STABLE MICRO SYSTEMS LTD. (UK)  
на территории России, Белоруссии и Казахстана.**

**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**

**Компания «СИМАС», [info@simas.ru](mailto:info@simas.ru), [www.simas.ru](http://www.simas.ru), [www.test-machines.ru](http://www.test-machines.ru)  
Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.**